


Anti-E2F2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14209

Artikelnummer: CM0005707



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen den Transkriptionsfaktor E2F2, validiert für Western Blot und ELISA in humanen und murinen Proben. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung. Versand auf Eis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E2F2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	E2F-2; E2F2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1870
GenID	1870
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 303-395 des humanen E2F2 (Q14209) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14209
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel