

Anti-Ebag9 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000559

Artikelnummer: CM0018835

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes EBAG9 (RCAS1), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Apoptose- und Krebsforschung, gerichtet gegen ein 24 kDa Golgi-Membranprotein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EBAG9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EB9; PDAF; EBAG9
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9166
GeneID	9166
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-213 von humanem EBAG9 (NP_004206.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00559
Proteinmasse	24 kDa
Versand	Eisbeutel