

Anti-Ecsit Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq95

Artikelnummer: CM0028982



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ECSIT (SITPEC), validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. ECSIT ist ein Schlüsseladapter in der angeborenen Immunität, der NF-kB-Signalübertragung und der Montage des mitochondrialen Komplex I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ECSIT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SITPEC; ECSIT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51295
Gen-ID	51295
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-296 von menschlichem ECSIT (NP_001135936.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQ95
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel