

Anti-Efs Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43281

Artikelnummer: CM0024666

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen EFS (Embryonal Fyn-associated substrate, CASS3), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Forschung zur Zelladhäsionssignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EFS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIN; CAS3; EFS1; EFS2; HEFS; CASS3; EFS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10278
GenID	10278
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 60-190 von humanem EFS (NP_115835.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O43281
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel