


Anti-Egfr-Kaninchen-Polyklonalantikörper [Kd-Validiert] Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0016229



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes EGFR (UniProt P00533). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung der EGFR-Signalgebung in Krebs, Zellmigration und Viruseintrittsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] EGFR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1956
GeneID	1956
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1021-1210 von humanem EGFR (NP_005219.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eistasche