

Anti-Egr4-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q05215

Artikelnummer: CM0018933

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Egr4 (auch bekannt als NGFIC, pAT133), validiert für Western Blot und ELISA mit Mausproben. Ideal für die Erforschung der Egr4-vermittelten Mitogenese und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Egr4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NGFIC; NGF1-C; NGFI-C; pAT133; Egr4
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	1961
Gen-ID	13656
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-367 des Maus-Egr4 (NP_065621.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q05215
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Ice-Bag