

Anti-Eif1Ay Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - O14602

Artikelnummer: CM0025448

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes EIF1AY (eIF-4C). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte, geeignet für Forschung zur Translationsinitiation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF1AY Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	eIF-4C; EIF1AY
Art	Mensch
GenID (Mensch)	9086
GenID	9086
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-144 von humanem EIF1AY (NP_004672.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14602
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel