


Anti-Eif2A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By44

Artikelnummer: CM0010606



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den eukaryotischen Translationsinitiationsfaktor 2A (eIF2A), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Translationsforschung. MG 65 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF2A Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Spezies	Human
GeneID	83939
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 des humanen eIF2A (Q9BY44) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BY44
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel