


Anti-Eif2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9By44

Artikelnummer: CM0020240



Einführung

CamelBios Kaninchen-Polyklonaler Anti-eIF2A-Antikörper ist für WB und ELISA validiert, kreuzreagierend mit Mensch und Maus. Unterstützt Forschung zur Translationsinitiierung und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Spezies	Mensch
GeneID (human)	83939
GeneID	83939
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem eIF2A (NP_114414.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BY44
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel