

Anti-Eif2Ak1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bqi3

Artikelnummer: CM0007031

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches EIF2AK1, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf hämregulierte Inhibitorkinase ab, die an Stressantworten, Hämoglobinsynthese und mitochondriale Dysfunktion beteiligt ist. Geeignet für Forschung und IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] EIF2AK1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; [KD-validiert] EIF2AK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27102
Gen-ID	27102
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 337-586 von menschlichem EIF2AK1 (NP_055228.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BQI3
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel