


Anti-Eif2B3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr50

Artikelnummer: CM0017255



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen EIF2B3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Erkennt die eIF2B-Untereinheit Gamma, die für die Translationsinitiierung und Stressantwort entscheidend ist. Ideal für Translationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF2B3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EIF-2B; EIF2Bgamma; EIF2B3
Spezies	Human
GeneID (human)	8891
GeneID	8891
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 von humanem EIF2B3 (NP_065098.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR50
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eistasche