


Anti-Eif3J Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75822

Artikelnummer: CM0030390



Einführung

EIF3J Kaninchen pAb (O75822) ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Translationsinitiation und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF3J Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF3S1; eIF3-p35; eIF3-alpha; EIF3J
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8669
Gen-ID	8669
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend der Aminosäuren 1-258 von menschlichem EIF3J (NP_003749.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75822
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel