

Anti-Eif4A-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P60842 / Q14240 / P38919

Artikelnummer: CM0020964



Einführung

Polyklonaler eIF4A-Kaninchenantikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-eIF4A (P60842/Q14240/P38919). Ideal für die Erforschung der Translationsinitiation und von RNA-Helikasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF4A-Kaninchen-pAb
Art	Mensch
Gen-ID	1973/1974/9775
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen eIF4A (NP_001407.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Versand	Kühlpack