

Anti-Eif4A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P60842

Artikelnummer: CM0028795



Einführung

eIF4A1 Kaninchen-pAb, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Translationsinitiation und der RNA-Helikase-Funktion in der Forschung und Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF4A1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1
Spezies	Mensch
Gen-ID	1973 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem eIF4A1 (NP_001407.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60842
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel