

Anti-Eif4A3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P38919

Artikelnummer: CM0005751



Einführung

Anti-eIF4A3 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes eIF4A3-Protein (P38919). Ideal für die Untersuchung von Spleißen und EJC-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF4A3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FaI1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
Spezies	Mensch
Gen-ID	9775 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 34-125 von menschlichem eIF4A3 (P38919) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P38919
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel