


Anti-Eif4Ebp1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Artikelnummer: CM0013131



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches eIF4EBP1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF4EBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	1978
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-118 von menschlichem eIF4EBP1 (NP_004086.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13541
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel