


Anti-Eif4Ebp1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q13541

Artikelnummer: CM0019761



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes eIF4EBP1 (4EBP1) für IHC-P und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen des mTORC1-Signalwegs und der Kontrolle der Translationsinitiation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF4EBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-118 von humanem eIF4EBP1 (NP_004086.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13541
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel