

Anti-Eif5A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P63241

Artikelnummer: CM0010790



Einführung

Hochwertiger Anti-eIF5A Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Translationselongation, Ribosomenstillstand und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF5A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5AI; eIF5A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1984
GenID	1984
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem eIF5A (P63241) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63241
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel