


Anti-Elf5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukw6

Artikelnummer: CM0025159



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen ELF5, validiert in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur epithelialen Differenzierung und Transkriptionsregulation. UniProt Q9UKW6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELF5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ESE2; ELF5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2001
Gen-ID	2001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 40-150 von humanem ELF5 (NP_938195.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKW6
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel