

Anti-ELL Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55199

Artikelnummer: CM0023643



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ELL (Eleven-nineteen lysinreiches Leukämieprotein), validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Studien zur RNA-Polymerase-II-Elongation und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEN; ELL1; PPP1R68; C19orf17; ELL
Spezies	Human
GeneID	8178
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem ELL (NP_006523.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P55199
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eistasche