

Anti-Entpd5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075356

Artikelnummer: CM0002147

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen ENTPD5, validiert für WB, IHC-P, ELISA an Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf ein 48 kDa ER-Nukleosid-Diphosphatase ab, das an der Qualitätskontrolle von Glykoproteinen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ENTPD5 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	957
GenID	957
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-200 von menschlichem ENTPD5 (075356) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075356
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel