

Anti-Ep300 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q09472

Artikelnummer: CM0020723



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane Histoneacetyltransferase p300 (EP300). Validiert für IHC-P und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Unterstützt die Erforschung der Chromatinbiologie und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EP300 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p300; KAT3B; MKHK2; RST52; EP300
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2033
Gen-ID	2033
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 940-1030 des humanen EP300 (NP_001420.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q09472
Proteingewicht	264 kDa
Versand	Icebag