

Anti-Ephb2 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P29323

Artikelnummer: CM0024712



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches EPHB2 (NP_059145.2, Aminosäuren 250-540). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung in Entwicklungsneurobiologie, Angiogenese und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRT; EK5; ERK; CAPB; Hek5; PCBC; EPHT3; Tyro5; BDPLT22; EPHB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2048
GenID	2048
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 250-540 des menschlichen EPHB2 (NP_059145.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P29323
Proteinmasse	117 kDa
Versand	Eispackung