

Polyklonaler Anti-Erh-Antikörper Für Wb Und Elisa - P84090

Artikelnummer: CM0015331



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ERH (Enhancer of rudimentary homolog), geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. In humanen Proben validiert, detektiert ein 12-kDa-Kernprotein, das an der Regulation des Zellzyklus beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERH-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DROER; ERH
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2079
Gen-ID	2079
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit den Aminosäuren 1-104 des humanen ERH (NP_004441.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P84090
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Beutel mit Eis