

Anti-Erk2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28482

Artikelnummer: CM0003267



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen ERK2 (MAPK1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des MAPK/ERK-Signalwegs bei Proliferation, Differenzierung und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5594
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem ERK2/ERK1 (P27361/P28482) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28482
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel