

Anti-Etfa-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13804

Artikelnummer: CM0010918



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen ETFA, geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ziel ist das mitochondriale Elektronentransfer-Flavoprotein, das für die Fettsäureoxidation essenziell ist und mit Glutarazidämie Typ II in Verbindung steht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETFA-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	EMA; GA2; MADD
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2108
GeneID	2108
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-333 des humanen ETFA (NP_000117.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13804
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku