

Anti-Etfb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P38117

Artikelnummer: CM0022550



Einführung

ETFB-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu mitochondrialem Elektronentransfer, Fettsäureoxidation und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETFB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MADD; FP585; ETFB
Spezies	Human
GenID	2109
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-230 von humanem ETFB (NP_001976.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P38117
Proteinmasse	28kDa
Versand	Eisbeutel