

Anti-Ets1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P14921

Artikelnummer: CM0003657



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ETS1 (p54), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Studien zu Transkriptionsfaktoren, lymphozytäre Zelldifferenzierung und Angiogeneforschung. Referenz: P14921.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETS1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2113
GeneID	2113
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ETS1 (P14921) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14921
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel