

Anti-Ets2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15036

Artikelnummer: CM0030212



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ETS2, geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ETS2IT1; ETS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2114
GenID	2114
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 76-170 des menschlichen ETS2 (NP_005230.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15036
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel