

Anti-Exosc7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15024

Artikelnummer: CM0027695



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EXOSC7 (RRP42), für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert in humanen, murinen und rattischen Proben. Das Ziel ist eine nicht-katalytische Komponente des RNA-Exosom-Komplexes, der an der RNA-Verarbeitung und dem Abbau beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXOSC7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23016
Gen-ID	23016
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-291 von humanem EXOSC7 (NP_055819.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15024
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel