

Anti-Ext1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16394

Artikelnummer: CM0021585



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Exostosin-1 (EXT1), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal zur Untersuchung der Heparansulfat-Biosynthese und der hereditären multiplen Exostosen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXT1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2131
Gen-ID	2131
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300–400 des menschlichen EXT1 (NP_000118.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q16394
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Kühlakku