

Anti-F4/80 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q61549

Artikelnummer: CM0022110

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-F4/80 (EMR1), ein makrophagenspezifisches Adhäsions-GPCR, gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit humanem F4/80. Ideal für Studien zur Interaktion von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	F4/80 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	2015
Gen-ID	13733
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 367-645 von Maus-F4/80 (NP_034260.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q61549
Proteinmasse	102 kDa
Versand	Eisbeutel