


Anti-Fabp6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P51161

Artikelnummer: CM0028557



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FABP6 (Gastrotropin/ILBP), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum enterohepatischen Gallensäurestoffwechsel und zur Dickdarmkrebs-Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FABP6 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ILBP; I-15P; I-BAP; ILBP3; ILLBP; I-BABP; I-BALB; FABP6
Spezies	Human
GeneID	2172
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-128 von humanem FABP6 (NP_001436.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51161
Protein-Gewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel