


Anti-Fam129B Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Elisa - Q96Ta1

Artikelnummer: CM0021630



Einführung

FAM129B Kaninchen-Polyclonalkörper validiert für Western Blot und ELISA, gerichtet gegen humanes FAM129B (Niban 2). Kann bei der Apoptosehemmung und der Invasion von Melanomzellen eine Rolle spielen. Geeignet für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FAM129B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	OC58; MEG-3; C9orf88; FAM129B; MINERVA; bA356B19.6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64855
GenID	64855
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 447-746 von humanem FAM129B (NP_073744.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96TA1
Proteinmasse	84 kDa
Versand	Eisbeutel