

Monoklonaler Anti-Fam3A-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P98173

Artikelnummer: CM0006475

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FAM3A (P98173). Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Defensinen und der Immunität gegen Pilze.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM3A-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	60343
Gen-ID	60343
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 34-230 des humanen FAM3A (NP_068578.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P98173
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku