

Anti-Fam98A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nca5

Artikelnummer: CM0022204

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FAM98A, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung von PRMT1-induzierter Arginin-Methylierung und Skelett-Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM98A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAM98A
Spezies	Human
GeneID (Human)	25940
GeneID	25940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 von humanem FAM98A (NP_056290.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NCA5
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel