


Anti-Fat10/Ubd Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15205

Artikelnummer: CM0027287



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes FAT10/UBD (Ubiquitin D). Geeignet für Anwendungen in WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Proteinmasse 18 kDa. Ideal für Studien zum Ubiquitin-Proteasom-Weg, Immunität und Nierenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FAT10/UBD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10537
Gen-ID	10537
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-165 von humanem FAT10/UBD (NP_006389.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O15205
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel