

Anti-Fbx32/Fbxo32 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q969P5

Artikelnummer: CM0025101

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Fbx32/FBXO32 (Atrogin-1, MAFbx). Validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ziel ist eine E3-Ubiquitin-Ligase, die an Muskelatrophie beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fbx32/FBXO32 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	114907
Gen-ID	114907
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 206-355 von humanem Fbx32/FBXO32 (NP_478136.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q969P5
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eistüte