

Anti-Fbxo22 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nez5

Artikelnummer: CM0025459



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes FBXO22 (FBX22, FISTC1). Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen; erkennt eine 48kDa-Bande. Ideal für die Forschung im Ubiquitin-Weg und der Muskelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXO22 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FBX22; FISTC1; FBXO22
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26263
GenID	26263
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 104-403 von humanem FBXO22 (NP_671717.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NEZ5
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel