

Anti-Fbxo32 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für If/Icc, If-P, Elisa - Q969P5

Artikelnummer: CM0026561

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes FBXO32 (Atrogin-1, MAFbx). Validiert für IF/ICC, IF-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu Muskelatrophie und Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXO32 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Fbx32; MAFbx
Art	Mensch
GenID (Mensch)	114907
GenID	114907
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 201-300 von humanem FBXO32 entspricht (NP_478136.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969P5
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel