

Anti-Fetuin-A/Ahsg Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02765

Artikelnummer: CM0002107

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Fetuin-A/AHSG, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Ideal für Studien zu Knochenmineralisierung, Endozytose und Plasmaproteinfunktion. SWISS: P02765.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fetuin-A/AHSG Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin-A/AHSG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	197
GenID	197
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Fetuin-A/AHSG (P02765) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02765
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel