


Anti-Ffar4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Nul3

Artikelnummer: CM0020270



Einführung

Der FFAR4 Kaninchen-Polyklonale Antikörper (pAb) erkennt menschliches, murines und rattiges FFAR4 (GPR120) in WB und ELISA. Ideal für Forschung zu Stoffwechsel, Entzündungen und Adipogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FFAR4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	338557
Gen-ID	338557
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 333-377 von menschlichem FFAR4 (NP_859529.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5NUL3
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel