

Anti-Fgf1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05230

Artikelnummer: CM0008800



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FGF1 (aFGF, heparinbindender Wachstumsfaktor 1). Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human-, Maus- und Rattenmaterial. Ideal für die Untersuchung von Zellproliferations- und Angiogenese-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2246
GeneID	2246
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 56-155 von humanem FGF1 (P05230) entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05230
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel