

Anti-Fgfr3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22607

Artikelnummer: CM0017553



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FGFR3, spezifiziert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Erforschung der Skelettentwicklung und FGFR3-assoziiierter Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGFR3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2261
Gen-ID	2261
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-806 des humanen FGFR3 (NP_000133.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22607
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Kühlakku