

Anti-Fhit Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49789

Artikelnummer: CM0015052



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes FHIT (FRA3B, AP3Aase), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Tumorsuppression, Apoptose und Nukleotidmetabolismus in Proben von Menschen und Mäusen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FHIT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FRA3B, AP3Aase, FHIT
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2272
GeneID	2272
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-147 des humanen FHIT (NP_001159715.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49789
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Eisbeutel