


Anti-Fhl2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14192

Artikelnummer: CM0004702



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches FHL2, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Apoptose und Muskelbiologie. Q14192.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FHL2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DRAL; AAG11; FHL-2; SLIM3; SLIM-3; FHL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2274
GenID	2274
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-260 von menschlichem FHL2 (Q14192) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14192
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel