


Anti-Filaggrin (Flg) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20930

Artikelnummer: CM0006174



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Filaggrin (FLG) mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Unterstützt die Forschung zu epidermaler Differenzierung, Ichthyose und Verhornungsstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLG-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2312
GeneID	2312
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend den Aminosäuren 1-92 des menschlichen FLG (NP_002007.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P20930
Proteinmasse	435 kDa
Versand	Kühlakku