


Anti-Fkbp51/Fkbp5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13451

Artikelnummer: CM0027122



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen FKBP51/FKBP5, validiert für WB und ELISA in humanen, murinen und Rattensproben. Ideal für die Erforschung des Steroidhormonrezeptor-Transportes, der Akt-Signalgebung und der Immunophilin-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP51/FKBP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPIase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
Spezies	Mensch
GeneID (human)	2289
GeneID	2289
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 308-457 von humanem FKBP51/FKBP5 (NP_001139247.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13451
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel