


Anti-Flt3/Cd135 Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - P36888

Artikelnummer: CM0006531



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Flt3/CD135, validiert für Durchflusszytometrie und ELISA. Erkennt den FLT3-Rezeptor-Tyrosinkinase, ein Schlüsselmolekül in der hämatopoetischen Differenzierung und Leukämogenese. Reagiert mit humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Flt3/CD135 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Flt3/CD135
Spezies	Human
GenGenID	2322
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-163 von humanem Flt3/CD135 (NP_004110.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P36888
Proteingewicht	108KDa/113kDa
Versand	Eisbeutel