


Anti-Flvr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Upi3

Artikelnummer: CM0029402



Einführung

FLVCR2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines FLVCR2 (CCT/SLC49A2), einen Cholin/Ethanolamin- und Häm-Transporter, der für die Funktion der Blut-Hirn-Schranke und die mitochondriale Thermogenese entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLVCR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCT; EPV; PVHH; MFSD7C; SLC49A2; C14orf58; FLVCRL14q; FLVCR2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55640
GenID	55640
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem FLVCR2 (NP_060261.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UPI3
Proteinmasse	57kDa
Versand	Eisbeutel